

VADEMECUM PER PAZIENTI CON SENSORE PER IL DIABETE IN CASO DI RISONANZA MAGNETICA (RMN)

I pazienti con il sensore per il diabete devono attenersi a queste disposizioni:

1. Il sensore è incompatibile con la RMN.

I sensori per il monitoraggio continuo del glucosio **non** sono sicuri in ambiente di risonanza magnetica e possono danneggiarsi o alterare i risultati dell'esame.

2. Rimuovere il sensore prima dell'esame.

Il sensore (e l'eventuale trasmettitore) **deve essere rimosso prima della risonanza magnetica**. Non è possibile "coprirlo" o lasciarlo sul corpo.

3. Sostituzione dopo l'esame.

Dopo la risonanza magnetica, sarà necessario **applicare un nuovo sensore**. Verificare con il proprio diabetologo o farmacista la disponibilità di un sensore di ricambio.

4. Informare in anticipo il personale sanitario.

Segnalare sempre al momento della prenotazione o accettazione dell'esame che si indossa un sensore per il diabete, così il personale potrà dare le indicazioni corrette.

5. Monitoraggio alternativo del glucosio.

Tenere a disposizione un glucometro tradizionale per controllare la glicemia con le strisce in caso di assenza del sensore per ore o giorni.